

Full Automatic Microplate Reader

Designed and Manufactured by Garni Med. Group

ویژگی های دستگاه DANA - 3200

دارای روش های محاسباتی Absorbance, Regression, Single Point Calibration, Point to Point curve fit, Uptake, Cut off

میزان خواندن جذب نمونه ها از 0.2- تا 3.000 Abs

دارای ۴ فیلتر 405, 450, 492, 630 نانومتر

برنامه نرم افزاری قوی جهت برنامه ریزی کیت ها طبق خواست اپراتور


قابلیت خواندن ۹۶ تست در مدت زمان کمتر از ۲ دقیقه

قابلیت خواندن به روش Bichromatic


نمایش منحنی کالیبراسیون بر روی صفحه LCD

دارای میکسر

قابلیت اتصال به Printer



قابلیت ذخیره بیش از ۱۰۰ نوع آزمایش مختلف در حافظه همراه با کالیبراتورها و منحنی کالیبراسیون



LCD گرافیکی با قابلیت نمایش منحنی کالیبراسیون



Garni Co.
Medical, Laboratory & Researching
www.garnimed.com
E mail: info@garnimed.com

شرکت گارنی پزشکی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان افشار جوان،

پلاک ۲، واحد ۱۰

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۶۳۲۱۰-۳۱۹۷-۸۸۵ فکس: ۰۲۱-۸۸۵۱۶۶۰۲